



SURGOptical

**CATALOGUE PRODUITS
2011**

Tian Song[®]

FIGERT
ENDOTECH



SOMMAIRE

OPTIQUES

(Pages 3-7)

UROLOGIE VOIE BASSE

(Pages 8-21)

UROLOGIE VOIE HAUTE

(Pages 22-24)

GYNÉCOLOGIE

(Pages 25-33)

LAPAROSCOPIE

(Pages 34-44)

O.R.L

(Pages 45-47)

SOURCES & CÂBLES DE LUMIÈRE FROIDE

(Pages 48-52)

CAMÉRAS & GROS APPAREILS

(Pages 53-59)

ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES

(Pages 60-62)

Pour tout contact :

E-mail : info@surg-optical.com / devis@surg-optical.com


Tél : 06.21.28.33.34 - Fax : 01.77.65.64.34

OPTIQUES



OPTIQUES AUTOCLAVABLES

Optiques 2.7mm x 50mm - *Fiegert®*



Optique *Fiegert®* 0° (2.7mm x 50mm).

400.2700.A

Optique *Fiegert®* 30° (2.7mm x 50mm).

400.2730.A

Optiques 2mm & 2.7mm x 302mm - *Fiegert®*

(verrouillage par système rotatif, compatible grandes marques)



Optique *Fiegert®* 0° (2.0mm x 259mm), fibre de verre 40.000 pixels

200.0200.26

Optique *Fiegert®* 12° (2.0mm x 259mm), fibre de verre 40.000 pixels

200.0212.26

Optique *Fiegert®* 30° (2.0mm x 259mm), fibre de verre 40.000 pixels

200.0230.26



Optique *Fiegert®* 0° (2.7mm x 302mm)

301.2700.A

Optique *Fiegert®* 30° (2.7mm x 302mm)

301.2730.A

Optique *Fiegert®* 70° (2.7mm x 302mm)

301.2770.A



[Retour Au Sommaire](#)

Optiques 4mm x 175mm - Fiegert®

(verrouillage par système rotatif, compatible grandes marques)



Optique Fiegert® 0° (4,0mm x 175mm)
Optique Fiegert® 30° (4,0mm x 175mm)

500.0400.A
500.0430.A



Optiques 4mm x 302mm - Fiegert®

(verrouillage par système rotatif, compatible grandes marques)



Optique Fiegert® 0° (4,0mm x 302mm)
Optique Fiegert® 15° (4,0mm x 302mm)
Optique Fiegert® 30° (4,0mm x 302mm)
Optique Fiegert® 70° (4,0mm x 302mm)

300.0400.A
300.0415.A
300.0430.A
300.0470.A



Optiques 5mm x 300mm - Fiegert®




Optique Fiegert® 0° (5,0mm x 300mm)
Optique Fiegert® 30° (5,0mm x 300mm)

200.0500.A
200.0530.A



[Retour Au Sommaire](#)

Optiques 10mm x 315mm - *Fiebert®*



Optique *Fiebert®* 0° (10,0mm x 315mm)

200.1000.A

Optique *Fiebert®* 30° (10,0mm x 315mm)

200.1030.A

OPTIQUES IMMERGEABLES

Optiques 4mm x 175mm - *Tian Song®*

(verrouillage par système rotatif, compatible grandes marques)



Optique *Tian Song®* 30° - 4mm x 175mm, Grand angle.


B011Z

Optique *Tian Song®* 30° - 4mm x 175mm, Série Economical.

B004Z

Optiques 4mm x 302mm - *Tian Song®*

(verrouillage par système rotatif, compatible grandes marques)




Optique *Tian Song®* 0°, 4mm x 302mm, grand angle.

A0310

Optique *Tian Song®* 12°, 4mm x 302mm.

A0011

[Retour Au Sommaire](#)



Optique *Tian Song*® 30°, 4mm x 302mm, grand angle.


A0312

Optique *Tian Song*® 70°, 4mm x 302mm, grand angle.

A0313



Optiques 5mm x 300mm - *Tian Song*®



Optique *Tian Song*® 0°, 5mm x 300mm.


E0004

Optique *Tian Song*® 30°, 5mm x 300mm.

E0005



Optiques 10mm x 330mm - *Tian Song*®



Optique *Tian Song*® 0°, 10mm x 330mm.

E0001


Optique *Tian Song*® 30°, 10mm x 330mm.

E0002



[Retour Au Sommaire](#)

UROLOGIE VOIE BASSE



CYSTO-URETHROSCOPIE ADULTE

Optiques de Cysto-Urethroscopie 4mm - *Fiegert® / Tian Song®*

(verrouillage par système rotatif, compatible grandes marques)

Optique *Fiegert®* 30°, 4mm x 302mm, grand angle. **Autoclavable**

300.0430.A

Optique *Fiegert®* 70°, 4mm x 302mm, grand angle. **Autoclavable**

300.0470.A

Optique *Tian Song®* 30°, 4mm x 302mm, grand angle. **Immergeable**

A0312

Optique *Tian Song®* 70°, 4mm x 302mm, grand angle. **Immergeable**

A0313

Chemises de Cysto-Urethroscopie

(verrouillage par système rotatif, compatible grandes marques)

Chemise et Mandrin *Tian Song®*, 16.5CH x 232mm

A1101.1

Chemise et Mandrin *Tian Song®*, 18.5CH x 232mm

A1102.1

Chemise et Mandrin *Tian Song®*, 21CH x 232mm

A1103.1

Chemise et Mandrin *Tian Song®*, 23CH x 232mm

A1104.1

[Retour Au Sommaire](#)

Pièces intermédiaires et Levier d'Albaran

(verrouillage par système rotatif, compatible grandes marques)

A1106.3

Pièce intermédiaire *Tian Song*®, sans canal opératoire




A1106.1

Pièce intermédiaire *Tian Song*®, 1 canal opératoire 7Fr




A1106.2

Pièce intermédiaire *Tian Song*®, avec 2 canaux opératoires 7Fr



A1105.1

Levier d'Albaran *Tian Song*®, avec 2 canaux opératoires de 7Fr




[Retour Au Sommaire](#)

Pinces et Ciseaux

AZ101

Pince flexible à biopsie *Tian Song®*,
mors ovales, sans dents, 7Fr x 395mm



AZ103

Pince flexible à préhension *Tian Song®*,
mors ovales, à dents de souris, 7Fr x 395mm



AZ102

Pince flexible à corps étranger *Tian Song®*,
mors à dents de brochet, 7Fr x 395mm



AZ104

Ciseaux flexibles *Tian Song®*,
mors droits, 7Fr x 395mm



A4004

Pince de lithotriptie *Tian Song®* 23CH,
utilisable avec la chemise de cystoscopie Réf. A1104.1
(verrouillage par système rotatif, compatible grandes marques)




[Retour Au Sommaire](#)

Pincés et Ciseaux optiques

(verrouillage par système rotatif, compatible grandes marques)

AZ100

Pince optique emporte-pièce *Tian Song®*, mors 30° gauche / bas, utilisable avec optique *Tian Song®* Ø / 4mm (ou optique *Storz®*) et chemise *Tian Song®* réf. [A1104.1](#)



AZ105

Pince optique à préhension *Tian Song®*, mors 30° gauche / bas, utilisable avec optique *Tian Song®* Ø / 4mm (ou optique *Storz®*) et chemise *Tian Song®* réf. [A1104.1](#)



AZ106

Pince optique à biopsie *Tian Song®*, mors droits cuillère, utilisable avec optique *Tian Song®* 30° / 4mm (ou optique *Storz®*) et chemise *Tian Song®* réf. [A1104.1](#)



AZ107

Ciseaux optique *Tian Song®*, mors droits perroquet, utilisable avec optique *Tian Song®* Ø / 4mm (ou optique *Storz®*) et chemise *Tian Song®* réf. [A1104.1](#)



[Retour Au Sommaire](#)

Accessoires de Cysto-Urethroscopie



A4010

Ecouvillon de nettoyage *Tian Song®*, 3mm x 340mm



AZ145 (05)

Tétine d'étanchéité *Tian Song®*
pour canal opérateur,
diam. d'ouverture 1,2mm (sachet de 5 unités)

T1001

Valve d'entrée et sortie de flux *Tian Song®*



RÉSECTOSCOPIE PROSTATIQUE

Optiques de Résectoscopie 4 mm

(verrouillage par système rotatif, compatible grandes marques)

Optique *Fiegert®* 15°, 4mm x 302mm, **Autoclavable**

300.0415.A

Optique *Fiegert®* 30°, 4mm x 302mm, **Autoclavable**

300.0430.A

Optique *Tian Song®* 12°, 4mm x 302mm, **Immergeable**

A0011

Optique *Tian Song®* 30°, 4mm x 302mm, grand angle. **Immergeable**

A0312



[Retour Au Sommaire](#)


Poignées et Chemises de Résectoscopie

(verrouillage par système rotatif, compatible grandes marques)



A3160.3S

Poignée de travail active *Tian Song*®,
utilisable avec chemises *Tian Song*® réf. [A3165.3S](#) / [A3163.3S](#)
et optiques 12° / 30° *Tian Song*® ou *Storz*®



A3160.4S

Poignée de travail passive *Tian Song*®,
utilisable avec chemises *Tian Song*® réf. [A3165.3S](#) / [A3163.3S](#)
et optiques 12° / 30° *Tian Song*® ou *Storz*®



A3163.3S

Chemise intérieure rotative *Tian Song*®, 24CH et mandrin droit,
utilisable avec chemise extérieure *Tian Song*® réf. [A3165.3S](#)



A3165.3S

Chemise extérieure fixe *Tian Song*®, 26CH, 2 robinets,
utilisable avec chemise intérieure *Tian Song*® réf. [A3163.3S](#)

[Retour Au Sommaire](#)

Anses de travail de Résectoscopie

1.3-ds-24

Anse de coupe 30°, 1 tige de guidage, pour résection 24CH, *Tian Song®*, (Type *Storz®*)

3.1-ds-24

Anse à bande 30° (larg. 1mm) 1 tige de guidage pour coagulation-vaporisation 24CH, *Tian Song®*, (Type *Storz®*)

5-ds-24

Anse rouleau picots, 1 tige de guidage, pour coagulation 24CH, *Tian Song®*, (Type *Storz®*)

4-ds-24

Anse rouleau moletté, 1 tige de guidage, pour coagulation 24CH, *Tian Song®*, (Type *Storz®*)

1.2-W-24

Anse de coupe 15°, 1 tige de guidage, pour résection 24CH, (Type *Wolf®*)

3-W-24

Anse à bande 15° (larg. 1mm), 1 tige de guidage pour coagulation-vaporisation 24CH, (Type *Wolf®*)

1.2-O-24

Anse de coupe 12°, 1 tige de guidage, pour résection 24CH, (Type *Olympus®*)

2-O-24

Anse à pointe 90°, 1 tige de guidage, pour section-coagulation 24CH, (Type *Olympus®*)



[Retour Au Sommaire](#)



Accessoires de Résectoscopie

T1001

Valve d'entrée et sortie de flux *Tian Song*®.



A4010

Ecouvillon de nettoyage *Tian Song*®, 3mm x 340mm.



AZ131.1

Trocart et canule d'aspiration sus-pubien *Tian Song*®, 15CH, avec disque de fixation, type Reuter



T4002

Poire d'Ellik complète *Tian Song*®
(bulbe en verre + poire + raccord)



Cordon HF monopolaire *Fiebert*® pour résecteur *Tian Song*®, *Storz*®, *Fiebert*® et bistouris HF *Aesculap*®, *Berchtold*®, *Martin*®, *Siemens*®, long. 3m, **Autoclavable**



350.000I.N

Cordon HF monopolaire *Fiebert*® pour résecteur *Tian Song*®, *Storz*®, *Fiebert*® et bistouris HF *Erbe*®, *Storz*®, long. 3m, **Autoclavable**



350.000I.S

Cordon HF monopolaire *Fiebert*® pour résecteur *Tian Song*®, *Storz*®, *Fiebert*® et bistouris HF *Walleylab*®, *Bowie*®, long. 3m, **Autoclavable**



350.000I.V

[Retour Au Sommaire](#)

URETHROTOMIE ADULTE

Optiques d'urethrotomie 4 mm

(verrouillage par système rotatif, compatible grandes marques)

Optique *Fiebert*® 0°, 4mm x 302mm. **Autoclavable**

300.0400.A

Optique *Fiebert*® 15°, 4mm x 302mm. **Autoclavable**

300.0415.A

Optique *Tian Song*® 0°, 4mm x 302mm, grand angle. **Immergeable**

A0310

Optique *Tian Song*® 12°, 4mm x 302mm. **Immergeable**

A0011

Poignées et Chemises d'urethrotomie

(verrouillage par système rotatif, compatible grandes marques)

Poignée de travail, passive, sans tige guide optique
(pour chemise Réf. **A3102**), *Tian Song*®

A3101



[Retour Au Sommaire](#)

A3102

Chemise opératoire Z1CH + mandrin, avec canal de sonde latéral 3Fr, *Tian Song®*



A3103

Chemise ouverte Z2CH (pour chemise Réf. A3102), *Tian Song®*



Couteaux d'urethrotomie

A3104

Lame couteau droite d'urethrotomie, *Tian Song®*



A3105

Lame couteau demi-lune d'urethrotomie, *Tian Song®*



A3106

Lame crochet rétrograde d'urethrotomie, *Tian Song®*



Accessoires d'urethrotomie

A4010

Escovillon de nettoyage *Tian Song®*, 3mm x 340mm.



AZ145 (05)

Tête d'étanchéité *Tian Song®* pour canal opérateur, diam. d'ouverture 1,2mm (sachet de 5 unités)

[Retour Au Sommaire](#)

LITHOTRIPIE MECANIQUE

Optiques de lithotripié 2,7mm & 4 mm

(verrouillage par système rotatif, compatible grandes marques)

Optique Fiegert® 30°, 2,7mm x 302mm, Autoclavable
301.2730.A

Optique Fiegert® 70°, 2,7mm x 302mm, Autoclavable
301.2770.A

Optique Fiegert® 15°, 4mm x 302mm, Autoclavable
300.0415.A

Optique Fiegert® 30°, 4mm x 302mm, Autoclavable
300.0430.A

Optique Fiegert® 70°, 4mm x 302mm, Autoclavable
300.0470.A

Optique Tian Song® 12°, 4mm x 302mm, Immergeable
A0011

Optique Tian Song® 30°, 4mm x 302mm, grand angle, Immergeable
A0312

Optique Tian Song® 70°, 4mm x 302mm, grand angle, Immergeable
A0313

[Retour Au Sommaire](#)

Lithotriporteur par poignée à vis 24CH

(Compatible *Tian Song*®, *Fiebert*®, grandes marques)

P5524



Lithotriporteur mécanique *Shenda*®, par poignée et à vis de serrage, 24 CH,
utilisable avec optiques de 4mm / 70° - 30° *Tian Song*®, *Fiebert*® ou *Storz*®

Lithotriporteur par poignée à vis 21CH

(Compatible *Tian Song*®, *Fiebert*®, grandes marques)

A4003



Lithotriporteur mécanique *Tian Song*®, par poignée et à vis de serrage 21CH,
utilisable avec optiques de 3/2,9/2,7mm - 70° - 30° *Tian Song*®, *Fiebert*® ou *Storz*®

Lithotriporteur par mors rongeur 23CH

(Compatible *Tian Song*®, *Fiebert*®, grandes marques)

A4002



Lithotriporteur mécanique *Tian Song*®, mors rongeur et irrigation continue, 23CH,
utilisable avec optiques de 4mm - 12°/15°/30° *Tian Song*®, *Fiebert*® ou *Storz*®

T1001.2



Adaptateur d'aspiration pour lithotriporteur

[Retour Au Sommaire](#)

Lithotriporteur par mors rongeur 25CH

(Compatible *Tian Song*®, *Fiegert*®, grandes marques)

P4025A



Chemise de lithotription ovale Shenda® 25CH x 213mm, avec mandrin, utilisable avec lithotriporteur Shenda® Réf. [P5525A](#)


P5525A



Lithotriporteur Shenda®, tube droit, mors rongeur, 25CH, utilisable avec optique 4mm - 12°/15°/30° *Tian Song*®, *Fiegert*® ou *Storz*®

[Retour Au Sommaire](#)


UROLOGIE VOIE HAUTE



URETERORENOSCOPIE

Optique d'urétérorénoscopie 7,5 / 10Fr

365.0440



Optique *Fiebert®* d'urétérorénoscopie 12', 7,5 / 10Fr, 430mm,

fibres optiques de résolution 40.000 pixels (HD),

2 robinets irrigation, 1 canal opératoire 5Fr, 1 pont à 2 canaux opératoires (1 x 5Fr ou 2 x 3Fr), **Autoclavable**

Pinces d'urétérorénoscopie

AZI09.2

Pince rigide à biopsie 4,5Fr / 650mm, mors courts,
poignée métal Z anneaux



AZI08

Pince rigide à préhension 5Fr / 650mm, mors longs,
poignée métal Z anneaux



AZI08.2

Pince rigide à préhension 4,5Fr / 650mm, mors longs,
poignée métal Z anneaux



AZI10.2

Pince flexible à préhension 4,5Fr / 650mm, mors courts,
poignée métal Z anneaux



AZI50.1

Pince flexible à panier, type Dormia 4,5Fr / 650 mm,
poignée anneau pousoir



[Retour Au Sommaire](#)

Fil guide métal *Tian Song*® 3Fr (0=1)

AZ001



FZ104.1

Brosse flexible de nettoyage *Tian Song*®, d.2,4mm / 1.400mm



AZ145 (05)


Tête d'étanchéité *Tian Song*® pour canal opérateur,
diam. d'ouverture 1,2mm (sachet de 5 unités)

T1001

Valve d'entrée et sortie de flux *Tian Song*®.



GYNECOLOGIE



HYSTÉROSCOPIE DIAG. & OP. 12,9CH

Optiques Hystéroskopie 2,0 mm

(verrouillage par système rotatif, compatible grandes marques)



Optique *Fiegert*® 0° (2,0mm x 259mm), fibre de verre 40.000 pixels

200.0200.26

Optique *Fiegert*® 12° (2,0mm x 259mm), fibre de verre 40.000 pixels

200.0212.26

Optique *Fiegert*® 30° (2,0mm x 259mm), fibre de verre 40.000 pixels

200.0230.26

Chemises d'hystéroskopie Diag. & Opérat. 12,9CH

(verrouillage par système rotatif, compatible grandes marques)

Chemise Extérieure d'hystéroskopie *Fiegert*® 4,3mm, 1 robinet,
pour chemise 260.0026.1 (optiques 2,0mm/30° *Fiegert*® ou *Storz*®)

260.0026.A



Chemise Intérieure d'hystéroskopie *Fiegert*® 3,4mm,
1 canal opératoire 5Fr, 1 robinet, pour chemise 260.0026.A
(optiques 2,0mm/30° *Fiegert*® ou *Storz*®)


260.0026.1

[Retour Au Sommaire](#)

HYSTÉROSCOPIE DIAG. & OP. 16,5CH

Optiques Hystéroscope 2,7 mm

(verrouillage par système rotatif, compatible grandes marques)



Optique *Fiebert*® 0° (2,7mm x 302mm)

301.2700.A

Optique *Fiebert*® 30° (2,7mm x 302mm)

301.2730.A

Chemises d'hystéroscope Diag. & Opérat. 16,5CH

(verrouillage par système rotatif, compatible grandes marques)



F117

Chemise intérieure ovale d'hystéroscope opératoire *Tian Song*®, 5mm x 3.3mm, avec canal opératoire 5.4Fr, 1 robinet utilisable avec chemise *Tian Song*® réf. F116 et optiques 2.7-2.9mm / 0°-12°-30° *Tian Song*®, *Fiebert*® ou *Storz*®



F116

Chemise extérieure ovale d'hystéroscope opératoire *Tian Song*®, 5.5mm x 4mm, 1 robinet, utilisable avec chemise *Tian Song*® réf. F117 et optiques 2.9mm / 0°-12°-30° *Tian Song*®, *Fiebert*® ou *Storz*®

[Retour Au Sommaire](#)

Pincet et ciseaux flexibles

Pince flexible à biopsie *Tian Song*®,
2 mors mobiles, forme cuillère
5Fr x 390mm

F1110.2



Pince flexible à préhension douce, *Tian Song*®
2 mors mobiles, dents de souris,
5Fr x 390mm

F1111.2



Pince flexible *Tian Song*® à préhension forte,
2 mors mobiles, dents de brochet,
5Fr x 390mm

F1112.2



Ciseaux flexibles *Tian Song*®, droits,
2 mors mobiles, arrondis
5Fr x 390mm

F1113.2



Pince flexible à préhension *Tian Song*®,
4 griffes, poignée coulissante
5Fr x 390mm

F1114.2



[Retour Au Sommaire](#)

Pinces et Ciseaux Semi-Rigides

Pince semi-rigide à biopsie *Tian Song®*,
2 mors mobiles, forme cuillère,
5Fr x 340mm

F1110.1




Pince semi-rigide à préhension douce *Tian Song®*,
2 mors mobiles, forme évidée, extrémités ouvertes,
5Fr x 340mm

F2107.2



Ciseaux semi-rigides *Tian Song®*,
2 mors mobiles, extrémités arrondies,
5Fr x 340mm

F1113.1



Accessoires d'Hystérocopie

Tétine d'étanchéité *Tian Song®* pour canal opérateur,
diam. d'ouverture 1,2mm (sachet de 5 unités)

A2145(05)



T1001

Valve d'entrée et sortie de flux *Tian Song®*

Brosse de nettoyage *Tian Song®*, diam.1mm / 1.340mm

A4010



[Retour Au Sommaire](#)

F2009

Canule pour col utérin *Tian Song*®, type Cohen, insert conique coulissant, connexion avec robinet, diam. 4mm / long. 145mm

Manipulateur utérin à cloche *Tian Song*®, pour l'exposition du fornix antérieur et postérieur et l'étanchéité du vagin.

F2033

Fourni avec :
2 embouts spiralés, 3 cloches utérines, 1 clé de fixation, 1 tige guide, 1 support en T, 1 poignée ajustable

F2019.1

Manipulateur utérin *Tian Song*® à poignée et embout béquillable, pour l'exposition du fornix antérieur et postérieur.
Muni d'un tube injection / insufflation à raccord luer. Fourni avec 6 inserts à embout conique.

RÉSECTOSCOPIE ENDOMETRIALE

Optiques de Résectoscope 4 mm

(verrouillage par système rotatif, compatible grandes marques)


Optique Fiegert ® 15°, 4mm x 302mm, **Autoclavable**

300.0415.A

Optique Fiegert ® 30°, 4mm x 302mm, **Autoclavable**

300.0430.A

[Retour Au Sommaire](#)



Optique *Tian Song*® 12°, 4mm x 302mm, **Immergeable**

A0011

Optique *Tian Song*® 30°, 4mm x 302mm, grand angle. **Immergeable**

A0312

Poignées et Chemises de Résectoscopie

(verrouillage par système rotatif, compatible grandes marques)

A3160.3S

Poignée de travail active *Tian Song*®

utilisable avec chemises *Tian Song*® réf. **A3165.3S / A3163.3S**

et optiques 12° / 30° *Tian Song*® ou *Storz*®



A3160.4S

Poignée de travail passive *Tian Song*®

utilisable avec chemises *Tian Song*® réf. **A3165.3S / A3163.3S**

et optiques 12° / 30° *Tian Song*® ou *Storz*®



A3163.3S

Chemise intérieure rotative *Tian Song*®, 24CH et mandrin droit,

utilisable avec chemise extérieure *Tian Song*® réf. **A3165.3S**



A3165.3S

Chemise extérieure fixe *Tian Song*®, 26CH, 2 robinets,

utilisable avec chemise intérieure *Tian Song*® réf. **A3163.3S**




[Retour Au Sommaire](#)



Anses de travail de Résectoscopie

1.3-ds-24



Anse de coupe 30°, 1 tige de guidage, pour résection Z4CH, Tian Song®, (Type Storz®)

3.1-ds-24



Anse à bande 30° (larg. 1mm) 1 tige de guidage pour coagulation-vaporisation Z4CH, Tian Song®, (Type Storz®)

5-ds-24



Anse rouleau picots, 1 tige de guidage, pour coagulation Z4CH, Tian Song®, (Type Storz®)

4-ds-24



Anse rouleau moletté, 1 tige de guidage, pour coagulation Z4CH, Tian Song®, (Type Storz®)

1.2-W-24



Anse de coupe 15°, 1 tige de guidage, pour résection Z4CH, (Type Wolf®)

3-W-24



Anse à bande 15° (larg. 1mm), 1 tige de guidage pour coagulation-vaporisation Z4CH, (Type Wolf®)



[Retour Au Sommaire](#)

1.2-0-24

Anse de coupe 12°, 1 tige de guidage, pour résection Z4CH, (Type Olympus®)

Z-0-24

Anse à pointe 90°, 1 tige de guidage, pour section-coagulation Z4CH, (Type Olympus®)

Accessoires de Résectoscope

T1001

Valve d'entrée et sortie de flux Tian Song®



A4010

Ecouvillon de nettoyage Tian Song®, 3mm x 340mm.



Cordon HF monopolaire Fiegert® pour résecteur Tian Song®, Storz®, Fiegert® et bistouris HF Aesculap®, Berchtold®, Martin®, Siemens®, long. 3m, Autoclavable

350.0001.N



Cordon HF monopolaire Fiegert® pour résecteur Tian Song®, Storz®, Fiegert® et bistouris HF Erbe®, Storz®, long. 3m, Autoclavable

350.0001.S



Cordon HF monopolaire Fiegert® pour résecteur Tian Song®, Storz®, Fiegert® et bistouris HF Walleylab®, Bowie®, long. 3m, Autoclavable

350.0001.V



[Retour Au Sommaire](#)

LAPAROSCOPIE



OPTIQUES DE LAPAROSCOPIE

Optiques 5-10 mm Autoclavables - *Fiegert®*

Optique *Fiegert®* 0°, 5mm x 300mm

200.0500.A

Optique *Fiegert®* 30°, 5mm x 300mm

200.0530.A

Optique *Fiegert®* 0°, 10mm x 315mm

200.1000.A

Optique *Fiegert®* 30°, 10mm x 315mm

200.1030.A

Optiques 5-10 mm Immergeables - *Tian Song®*

Optique *Tian Song®* 0°, 5mm x 300mm. Immergeable E0004

Optique *Tian Song®* 30°, 5mm x 300mm. Immergeable E0005

Optique *Tian Song®* 0°, 10mm x 330mm. Immergeable E0001


Optique *Tian Song®* 30°, 10mm x 330mm. Immergeable E0002



[Retour Au Sommaire](#)

TROCARTS DE LAPAROSCOPIE

Trocarts à valve clapet automatique



Trocart et mandrin à pointe pyramidale *Tian Song®*, 5,5mm x 100mm, avec robinet d'insufflation CO², Valve clapet automatique, tube démontable

EZ016.6


Trocart et mandrin à pointe pyramidale *Tian Song®*, 10,5mm x 100mm, avec robinet d'insufflation CO², Valve clapet automatique, tube démontable

EZ016.5

Trocart et mandrin à pointe pyramidale *Tian Song®*, 12mm x 100 mm, avec robinet d'insufflation CO², Valve clapet automatique, tube démontable

EZ016.9

Trocarts à valve bille magnétique



Trocart et mandrin à pointe pyramidale *Tian Song®*, 5,5mm x 100mm, avec robinet d'insufflation CO² et valve à bille magnétique

EZ016.41

Trocart et mandrin à pointe pyramidale *Tian Song®*, 10,5mm x 100mm, avec robinet d'insufflation CO² et valve à bille magnétique

EZ016.43

[Retour Au Sommaire](#)

Trocarts à valve clapet magnétique



Trocart et mandrin à pointe pyramidale *Tian Song®* 5.5mm x 115mm, avec robinet d'insufflation CO² et valve à clapet magnétique

E2016.12

Trocart et mandrin à pointe pyramidale *Tian Song®* 10.5mm x 120mm, avec robinet d'insufflation CO² et valve à clapet magnétique

E2016.13

Trocart et mandrin à pointe pyramidale *Tian Song®* 12mm x 120mm, avec robinet d'insufflation CO² et valve à clapet magnétique

E2016.16

Accessoires pour trocarts



Capuchons d'étanchéité extérieure *Tian Song®* pour trocarts diam. 5.5mm (Sachet de 5 unités)

E6001(05)

Capuchons d'étanchéité extérieure *Tian Song®* pour trocarts diam. 10.5mm (Sachet de 5 unités)

E6002(05)



[Retour Au Sommaire](#)



E2017.4

Capuchon réducteur amovible *Tian Song*® de 10 à 5mm,
type cylindrique (1 unité)



E2017.5

Capuchon réducteur amovible *Tian Song*® de 10 à 5mm,
type bouton (1 unité)

INSTRUMENTATION

Pinces & Ciseaux 3mm & 5mm - *Fiegert*®

POIGNEES POUR INSTRUMENTS EN 3MM/5MM - *Fiegert*®



221.0000.CR

Poignée polymère 2 anneaux, raccord HF, isolée, crémaillère,
autoclavable

221.0000.0

Poignée polymère 2 anneaux, raccord HF, isolée, sans crémaillère,
autoclavable



TUBE EXTERIEUR POUR INSTRUMENTS EN 5MM - *Fiegert*®



Tube extérieur, isolé, 5mm / 330mm, pour instruments en 5mm, autoclavable

221.5300

[Retour Au Sommaire](#)

Insert de pince à 2 mors mobiles atraumatiques,
type Dauphin, 5mm / 330mm, **autoclavable**

221.5315.1



Insert de pince à 2 mors mobiles pointus, longs (18mm),
atraumatiques, 5mm / 330mm, **autoclavable**

221.5343.1



Insert de dissection courbe à 2 mors mobiles,
type Maryland, 5mm / 330mm, **autoclavable**

221.5321.1



Insert de pince à préhension à 1 seul mors mobile,
traumatique 2:3 dents, 5mm / 330mm, **autoclavable**

221.5308.1



Insert de pince à préhension à 2 mors mobiles,
évidés, fenêtrés, 5mm / 330mm, **autoclavable**

221.5329.1



Insert de pince à préhension à 2 mors mobiles,
type Babcock, atraumatique, 5mm / 330mm, **autoclavable**

221.5319.1



Insert de pince à préhension à 1 seul mors mobile,
type Johan, fenêtrés, 5mm / 330mm, **autoclavable**

221.5350.1



Insert de ciseaux droits, type Metzenbaum,
5mm / 330mm, **autoclavable**

221.5340.1



Insert de ciseaux courbes, type Metzenbaum,
5mm / 330mm, **autoclavable**

221.5341.1



Tube extérieur avec insert de pince à 2 mors mobiles,
type Dauphin, 3mm / 330mm, **autoclavable**

221.3315.1



Tube extérieur avec insert de pince à 2 mors mobiles,
évidés et atraumatiques, 3mm / 330mm, **autoclavable**

221.3317.1



Tube extérieur avec insert dissecteur courbe à 2 mors mobiles,
type Maryland, 3mm / 330mm, **autoclavable**

221.3321.1



Tube extérieur avec insert de pince à 2 mors mobiles,
longs (18mm) et atraumatiques, 3mm / 330mm, **autoclavable**

221.3343.1



Tube extérieur avec insert ciseaux droits,
type Metzenbaum, 3mm / 330mm, **autoclavable**

221.3340.1



Tube extérieur avec insert ciseaux courbes,
type Metzenbaum, 3mm / 33cm, **autoclavable**

221.3341.1



Pince Bipolaire - Tian Song®

E2316



Pince bipolaire Tian Song®, 5mm x 330mm
poignée en U, 2 mors plats dentés. (largeur des mors 3mm).

Pince Pose-Clips & Clips - Tian Song®

E2001.2



Pince pose clips Tian Song®, rotative à 360°.
10mm x 330mm, pour clips en titane taille médium (Tian Song® réf. E5002)

E5002



Clips de Laparoscopie stériles Tian Song®.
titane, taille médium (pour pinces Tian Song® réf. E2001.1 / E2001.2 / E2001.3)
(Boite de 20 barettes de 6 clips)

[Retour Au Sommaire](#)

Coupe_Coagulation Monopolaire - Tian Song®


EZ011.1



Crochet de coagulation monopolaire *Tian Song®*, d.5mm / 1.330mm, extrémité à 90°, protection céramique.

Pince à Cholangiographie - Tian Song®

EZ019



Pince à cholangiographie *Tian Song®*, avec aiguille d'injection 1mm, poignée 2 anneaux, clamp, d.5mm / 1.330mm

Irrigation_Aspiration - Tian Song®

EZ015.2



Poignée d'irrigation-aspiration *Tian Song®*, 5mm x 330mm, démontable, molette 2 voies, crépine.



Poignée d'irrigation-aspiration *Tian Song®*, 10mm x 330mm, démontable, molette 2 voies, crépine.

EZ015.1

[Retour Au Sommaire](#)

Portes_aiguille à Poignée Type «V» 5mm - Tian Song®

Porte-aiguille à mors droits, striés,
clamp débrayable, 5mm / 330mm

E2008.1 S

Porte-aiguille à mors courbés gauche, striés,
clamp débrayable, 5mm / 330mm

E2008.1 L

Porte-aiguille à mors courbés droite, striés,
clamp débrayable, 5mm / 330mm

E2008.1 R



Câbles HF Monopolaires & Bipolaires - Fiegert®

Câble HF monopolaire Fiegert® pour crochet, pinces, ciseaux
et pour bistouri HF Storz®/Erbe®, long. 3m, **autoclavable**

230.5000.E



Câble HF monopolaire Fiegert® pour crochet, pinces ciseaux
et pour bistouri HF Berchtold®/Aesculap®/Martin/
Siemens®/Integra®/Erbe® T model, long. 3m, **autoclavable**

230.5000



Câble HF monopolaire Fiegert® pour crochet, pinces, ciseaux
et pour bistouri HF Storz®/Erbe®,
long. 3m, **autoclavable**

230.5000.V



Câble bipolaire Fiegert®

230.5351

pour pince bipolaire Fiegert®, Tian Song® série E2316
et pour bistouri HF Storz®/Wolf®/Erbe®/Wisap®,
long. 3m, **autoclavable**



Câble bipolaire Fiegert®

230.5353

pour pince bipolaire Fiegert®, Tian Song® série E2316
et pour bistouri HF Berchtold®/Martin®/EMED®/Aesculap®,
long. 3m, **autoclavable**



Câble bipolaire Fiegert® à 2 fiches banane de 4mm,

230.5352

pour pince bipolaire Fiegert®, Tian Song® série E2316
et pour bistouri HF Storz®/Bircher®/Bovie®/Keymend®/Mallis®/
Eschman®/Valleylab®/Neomed®/Bard®,
long. 3m, **autoclavable**



[Retour Au Sommaire](#)

LAPAROSCOPIE USAGE UNIQUE

Trocarts à Pointe Rétractable Usage Unique


Trocart Usage Unique *Tian Song*® à pointe rétractable, 5,5mm/105mm
chemise à spirales, robinet d'insufflation,
valve silicone. 5,5mm, effaceur de valve

E8052



Trocart Usage Unique *Tian Song*® à pointe rétractable, 10,5mm/105mm,
chemise à spirales, robinet d'insufflation,
valve silicone. 10,5/5,5mm, effaceur de valve

E8051




[Retour Au Sommaire](#)

O.R.R.L



OTOSCOPIE

Optiques d'Otoscopie autoclavables - *Fiegert®*



Optique *Fiegert®* 0°, (2,7mm x 50mm). [400.2700.A](#)

Optique *Fiegert®* 30°, (2,7mm x 50mm). [400.2730.A](#)



SINUSCOPIE

Optiques de Sinuscopie autoclavables - *Fiegert®*

(verrouillage par système rotatif, compatible grandes marques)



Optique *Fiegert®* 0°, (4,0mm x 175mm)

[500.0400.A](#)

Optique *Fiegert®* 30°, (4,0mm x 175mm)

[500.0430.A](#)



[Retour Au Sommaire](#)

ACCESSOIRES O.R.L.



Casque de lumière frontale Tian Song®,
éclairage par source de lumière froide,
champ lumineux de 60mm de diamètre
à 40cm de distance de travail, léger,
doubles bandeaux statiques ajustables

CZ056

Câble de lumière froide Tian Song®, 4,5mm x 2m,
pour casque de lumière frontale Tian Song® réf. CZ056.

Immergeable



CZ056.2

CZ056.3



Casque de lumière frontale Tian Song®, LED 5W,
batterie rechargeable avec support et chargeur (100VAC / 240VAC),
champ lumineux ajustable 10-110mm de diamètre à 30cm de distance de travail,
angle de pivotement supérieur à 60°, doubles bandeaux ajustables,
T° couleur 6000K, éclairage à distance de travail 24 000 - 40 000 Lx,
LED 20 000h durée de vie optimale, batterie lithium 4h d'autonomie

[Retour Au Sommaire](#)

SOURCES & CABLES DE LUMIERE FROIDE



SOURCES DE LUMIÈRE FROIDE

100.0180



Source de Lumière Froide Xénon *Fiebert®* 180W, 1 sortie lumière,
11,5kg - L35,5xP34,7xH11,0cm / 5800°K

Lampe Xénon 180W, 500h durée vie optimale, pour Source de Lumière Froide *Fiebert®* Réf. 100.0180
100.0091

Lampe Xénon 300W, 500h durée vie optimale, pour Source de Lumière Froide *Fiebert®* Réf. 100.0300
100.0301



T5002.1 GL-350E

Source de Lumière Froide xénon Tian Song® 350W,
1 sortie de lumière, lampe xénon, 5600K.
7,7kg - L31,5xP33xH12,5cm

M500Z

Lampe xénon 350W, 500h durée de vie optimale,
pour source de lumière de froide Tian Song® Réf. T5002.1 GL-350E



[Retour Au Sommaire](#)



T5001 PL-150

Source de Lumière Froide Halogène *Tian Song®* 150W,
2 sorties de lumière indépendantes, lampes 24V, 3200K.
4,4kg / L28 x P26 x H12cm

Lampe halogène 150W, 24V, 50h durée de vie optimale
pour Source de Lumière Froide *Tian Song®* réf. T5001 PL-150




M5001



T5004 PL-300

Source de Lumière Froide Halogène *Tian Song®* 250W,
2 sorties de lumière indépendantes, lampes 24V, 3200K,
6kg / L35 x P26 x H12cm .

Lampe halogène 250W, 24V, 50h durée de vie optimale,
pour Source de Lumière Froide *Tian Song®* réf. T5004 PL-300



M5004



[Retour Au Sommaire](#)

Câbles & Adaptateurs - FIEGERT®

Câbles autoclavables pour sources Xénon ou Halogène



Câble de lumière froide *Fiebert®*, 3,5mm/ 1,80m, sans adaptateurs pour source et optique, **Autoclavable**
113.0135

Câble de lumière froide *Fiebert®*, 3,5mm/ 2,30m, sans adaptateurs pour source et optique, **Autoclavable**
113.0235

Câble de lumière froide *Fiebert®*, 3,5mm/ 3,00m, sans adaptateurs pour source et optique, **Autoclavable**
113.0335

Câble de lumière froide *Fiebert®*, 4,8mm/ 1,80m, sans adaptateurs pour source et optique, **Autoclavable**
113.0148

Câble de lumière froide *Fiebert®*, 4,8mm/ 2,30m, sans adaptateurs pour source et optique, **Autoclavable**
113.0248

Câble de lumière froide *Fiebert®*, 4,8mm/ 3,00m, sans adaptateurs pour source et optique, **Autoclavable**
113.0348

Adaptateurs à quartz Câble / Source de lumière

De Câble de lumière froide *Fiebert®* **113.9002**
à sources *Wolf®*, *TianSong®*, avec rupteur de chaleur à quartz



De Câble de lumière froide *Fiebert®* **113.9006**
à source *Olympus®*, avec rupteur de chaleur à quartz



De Câble de lumière froide *Fiebert®* **113.9004**
à source *ACMI®*, avec rupteur de chaleur à quartz



De Câble de lumière froide *Fiebert®* **113.9005**
à sources *Storz®*, *Fiebert®*, avec rupteur de chaleur à quartz



[Retour Au Sommaire](#)

Adaptateurs Câble / Optique

De Câble de lumière froide *Fiebert®*
à optiques *Wolf®, HSW®, Dyonics®*



110.9022

De Câble de lumière froide *Fiebert®*
à optiques *Olympus®, Storz®, Wisap®, Aesculap®, Fiebert®*



110.9025

De Câble de lumière froide *Fiebert®*
à optiques *ACMI®, Stryker®, Welch Allyn®*



110.9024

Câbles & Adaptateurs - *TianSong®*

Câbles autoclavables pour sources Xénon ou Halogène



Câble de lumière froide *Tian Song®*, 4,8mm / 2,0m,
pour sources *Tian Song®, Wolf®, Storz®*
et optiques *Tian Song®, Storz®, Olympus®*.

Immergeable **T5010**

Câble de lumière froide *Tian Song®*, 4,8mm / 2,5m,
pour sources *Tian Song®, Wolf®, Storz®*
et optiques *Tian Song®, Storz®, Olympus®*.

Immergeable **T5020**

Adaptateurs Câble / Optique

T1003



De câbles de lumière *Tian Song®* ou *Storz®*
à optique *Wolf®*

T1008



De câbles de lumière *Tian Song®* ou *Storz®*
à optiques *Stryker®* ou *ACMI®*

[Retour Au Sommaire](#)

CAMERAS & GROS APPAREILS



Caméras, Objectifs, Coupleurs - Fiegert®

Caméras Mono/Tri CCD & Objectifs



180.0025



190.0044.P

Caméra Fiegert® Mono CCD SinoCAM, monture C, capteur CCD 1/3», signal PAL, 440 lignes de résolution, sensibilité 2 Lux (F = 1.4), tête de caméra immergeable (avec son objectif monté), câble non-immergeable, balance des blancs automatique, menu de réglages (contraste, luminosité, couleurs, Fenêtre), sorties vidéo : Y/C + BNC, dimensions boîtier commande (L176 x P202 x H62mm), poids 1,5kg, 230V - 50/60Hz

Utilisable avec : - Objectif Haute Qualité, monture C, de focale f = 25mm, **Immergeable**, réf. 180.0025



184.2540



182.1735



190.0045.P

Caméra Fiegert® Mono CCD FieCAM, monture C, capteur CCD 1/3», signal PAL, 470 lignes de résolution, sensibilité 0,9 Lux (F = 1.4), vitesse d'obturation = 1/2.000.000 sec., filtre électronique anti-moirage, tête de caméra immergeable (avec son objectif monté), câble non-immergeable, balance des blancs automatique,

menu de réglages (contraste, luminosité, couleurs, fenêtre), sorties vidéo : Y/C + BNC, dimensions boîtier commande (L215 x P250 x H75mm), poids 2,5kg, 110 ou 230V - 50/60Hz

Utilisable avec : - Objectif VARIO monture C, avec bagues de mise au point et de zoom (f = 25/40mm), **Immergeable**, réf. 184.2540

- ou Objectif PARFOCAL monture C, avec bague de zoom (f = 15/35mm) et mise au point automatique, **Immergeable**, réf. 184.2540

[Retour Au Sommaire](#)



184.2540



190.0056.P

Caméra *Fiebert®* Tri CCD TRistar, monture C, 3 capteurs CCD 1/3», signal PAL, 750 lignes de résolution, sensibilité 0,9 Lux (f = 1.4), vitesse d'obturation = 1/2.000.000 sec., filtre électronique anti-moirage, tête de caméra (avec son objectif monté) et câble 4m immergeables, balance des blancs automatique, menu de réglages (contraste, luminosité, couleurs, fenêtre), sorties vidéo : 2 x Y/C + 2 x BNC + 1 x RGB, dimensions boîtier commande (L353x P253 x H103mm), poids 4,7kg, 110-230V - 50/60Hz

Utilisable avec : - Objectif PARFOCAL monture C, avec bague de zoom (f = 15/35mm) et mise au point automatique, **Immergeable**, réf. 184.2540

Objectif à renvoi d'angle 90°



Objectif à renvoi d'angle 90°, focale de 30mm, avec vision oculaire directe 10°, monture C, **Immergeable**, pour un positionnement de la caméra à 6 heures

185.0030

Coupleurs Caméra / Optique sans bonnette

Coupleur Caméra / Optique sans bonnette, monture C, à focale fixe (f = 35), **Immergeable**

186.1035



Coupleur Caméra / Optique sans bonnette, monture C, à focale variable (f = 25-40),

186.2540

Immergeable



[Retour Au Sommaire](#)

Caméra *Fiebert®* Mono CCD DigiCAM 2.0

The image shows the Fiebert DigiCAM 2.0 camera system. It consists of a white camera body with a blue lens and a black mounting bracket. A long, clear, flexible cable is attached to the camera. A black USB cable is connected to the camera body. A black power cable with a power switch is also connected to the camera. The text "DigiCAM 2.0" is overlaid on the image in blue.

DigiCAM 2.0

Utilisable avec ordinateur PC.

Munie d'un programme intégré permettant la gestion d'un fichier patient, ainsi que l'acquisition et le stockage d'images ou d'enregistrements vidéo.

Câble de sortie digitale USB 2.0. Balance des blancs automatique. Protection électrique : classe I type BF. Normes CE / MPG / Directive 93/42 CEE.

Systèmes minimums requis pour l'utilisation :

(Hardware : Pentium 4 minimum, 2GHz / Ordinateur PC : M1.6 GHz, 512 MB RAM, ou mieux, 1 GB / Port : USB 2.0 et 1 port COM libre / Système d'exploitation : Windows 7, 32 bits ou 64 bits, Windows Vista 32 bits, Windows XP 32 bits, Service Pack 3 / DirectX 9.0c ou plus).

Livrée avec :

- Tête de caméra *Fiebert®* DigiCAM 2.0, Mono CCD capteur 1/3», monture C, signal PAL, 470 lignes de résolution, non-immmergeable (utiliser une housse stérile à Usage Unique), [190.0030](#)
- Câble de caméra USB 2.0, 2 mètres (disponible en 5 mètres, sur demande), pour caméra DigiCAM 2.0, non-immmergeable (utiliser une housse stérile à usage unique), [190.0030.K](#)
- Ou : Câble de caméra USB 2.0, 5 mètres pour caméra DigiCAM 2.0, non-immmergeable (utiliser une housse stérile à usage unique), [190.0030.K.5](#)
- Objectif monture C, à focale fixe (f = 23mm), Immmergeable, [190.0043.PA](#)

[Retour Au Sommaire](#)

- Endo-Source à LED «Helios Z», haute performance, > à 300.000 lux, 5.500° Kelvin, adaptable sur toute marque d'optique à l'aide de raccords spécifiques.
Raccord électrique sur ordinateur PC par câble de sortie digitale USB 2.0.
Normes CE / MPG / Directive 93/42 CEE. Fournie sans adaptateur pour optique. [103.3015](#)
- Ou Endo-Source à LED «Helios I», haute performance, luminosité > à 450.000 lux, 5.500K, adaptable sur toute marque d'optique à l'aide de raccords spécifiques.
Normes CE / MPG / Directive 93/42 CEE. Fournie sans adaptateur pour optique.
Avec : câble de raccordement, de «Helios I» à ordinateur PC, sortie digitale USB 2.0. [103.3003.A](#)
- Adaptateur d'Endo-Source «Helios Z» à optiques Wolf®, HSW®, Dyonics®, [110.9022](#)
- Ou : Adaptateur d'Endo-Source «Helios Z»
à optiques Olympus®, Storz®, Wisap®, Aesculap®, Fiegert®, [110.9024](#)
- Ou : Adaptateur d'Endo-Source «Helios Z»
à optiques ACMI®, Stryker®, Welch Allyn®, [110.9025](#)
- CD avec pilote 32 bits (disponible en 64 bits, sur demande) et logiciel «MedicalEDA» pour la gestion des patients en cabinet (Version d'essai pour 30 jours), pour Windows 7, XP, Vista et DigiCAM 2.0, [190.0030.T](#)
- Licence pour logiciel «MedicalEDA» et DigiCAM 2.0 (livraison par internet), [190.0031](#)
- Support pour tête de caméra Fiegert® DigiCAM 2.0, permettant sa mise en marche ou son arrêt automatique, [190.0030.X](#)
- Valise de transport pour Caméra Fiegert® DigiCAM 2.0, [190.0030.TK](#)



190.0030X



190.0030
190.0030.K
190.0043.PA



190.0031



190.0030.TK



110.9022



110.9024



110.9025



103.3015


[Retour Au Sommaire](#)

Chariot Vidéo & Supports Bouteilles

196.2000



Chariot vidéo pour bloc opératoire KT2000, 5 plateaux (L50 x P45cm) dont 1 plateau à 3 poignées de guidage et 1 plateau coulissant, 1 tiroir bas de stockage, 2 colonnes aluminium pour le passage des câbles, 6 prises électriques, 4 roues doubles anti-statiques dont 2 blocables, Poids 85kg, dimensions totales (L53 x H142 x P48cm)



Support bouteille CO2 pour chariot KT2000, modèle standard (diam. \leq 150mm)

196.2000.G

Support bouteille CO2 pour chariot KT2000, grand modèle (diam. \geq 150mm)

196.2000.GG

[Retour Au Sommaire](#)

Endo-Insufflateur de CO² - *Fiegert*®



195.0022.20

Insufflateur CO₂ *Fiegert*®, 20L/mn, pression maxi 50mmHg, indicateurs de débit et pression (théorique/réelle), volume CO₂ consommé, valve de désufflation en cas d'hyper pression, 100/240 VAC, 50/60Hz, 65W, dimensions (L355 x H110 x P347mm), Poids 10kg, livré avec raccord électrique, sans flexible haute pression CO₂.

Filtre stérile à U.U. pour insufflateur CO₂ *Fiegert*® (paquet de 10Unités)

195.0023

Tuyau insufflation CO₂ à U.U. pour insufflateur *Fiegert*®, 2.5m (paquet de 15U)

195.0026.D

Tuyau insufflation CO₂ réutilisable pour insufflateur CO₂ *Fiegert*®, 2.5m,
Autoclavable

195.0026

Flexible CO₂ Haute pression pour insufflateur *Fiegert*®, avec adaptateur DIN/GER, 1m, UNF / US / 7/16"

195.0033

Flexible CO₂ Haute pression pour insufflateur *Fiegert*®, avec adaptateur Pin-Index, 1m, UNF / US / 7/16"

195.0033.P

Flexible CO₂ Haute pression pour insufflateur *Fiegert*®, avec adaptateur ISO 5145, 1m, UNF / US / 7/16"

195.0033.ISO

[Retour Au Sommaire](#)

PIÈCES DETACHÉES & ACCESSOIRES



LAPAROSCOPIE

Trocarts tous types



Capuchons d'étanchéité extérieure *Tian Song®*
pour trocarts diam. 5.5mm (Sachet de 5 unités)

E6001(Q5)



Capuchons d'étanchéité extérieure *Tian Song®*
pour trocarts diam. 10.5mm (Sachet de 5 unités)

E6002(Q5)



E2017.4

Capuchon réducteur amovible *Tian Song®* de 10 à 5mm,
type cylindrique (1 unité)



E2017.5

Capuchon réducteur amovible *Tian Song®* de 10 à 5mm,
type bouton (1 unité)

Trocarts à valve clapet automatique



E2016.6(SRQ5)

Joint torique d'étanchéité diam. (23,6 x 1,8mm)
pour trocart *Tian Song®* réf. **E2016.6** (sachet 5U)



E2016.5(SRQ5)

Joint torique d'étanchéité diam. (27 x 1,5mm)
pour trocarts *Tian Song®*
réf. **E2016.5** / **E2016.9** (sachet 5U)

[Retour Au Sommaire](#)

Trocarts à valve bille magnétique



E2016.41(SR05)

Joint torique d'étanchéité diam. (19 x 2,5mm)
pour trocart *Tian Song*® réf. **E2016.41** (sachet 5U)



E2016.41(SB02)

Bille magnétique diam. 7,93mm
pour trocart *Tian Song*® réf. **E2016.41** (sachet 2U)



E2016.43(SB02)

Joint torique d'étanchéité diam. (25 x 2,5mm)
pour trocart *Tian Song*® réf. **E2016.43** (sachet 5U)



E2016.43(SR05)

Bille magnétique diam. 14,16mm
pour trocart *Tian Song*® réf. **E2016.43** (sachet 2U)

Trocarts à valve clapet magnétique



E2016.12(SR05)

Joint torique d'étanchéité diam. (16 x 2mm)
pour trocart *Tian Song*® réf. **E2016.12** (sachet 5U)



E2016.12(MC02)

Clapet magnétique diam. 10mm
pour trocart *Tian Song*® réf. **E2016.12** (sachet 2U)



E2016.13(SR05)

Joint torique d'étanchéité diam. (20 x 2mm)
pour trocarts *Tian Song*®
réf. **E2016.13** / **E2016.16** (sachet 5U)



E2016.13(MC02)

Clapet magnétique diam. 16mm
pour trocarts *Tian Song*®
réf. **E2016.13** / **E2016.16** (sachet 2U)



[Retour Au Sommaire](#)